



SNA
Spine Solutions

LLIF


Celdas intersomáticas
de PEEK para inserción lateral



LLIF

Celda intersomática de peek para abordaje lateral

Diseño con 6° de angulación para recuperar la lordosis lumbar



	Alto	Largo	Ancho	Angulación
mm	8	45/50	18	6
mm	10	45/50	18	6
mm	12	45/50	18	6

SET DE INSTRUMENTAL

Set de Instrumental para abordaje lateral percutáneo (MIS) de diseño compacto.

Set de tubos dilatadores progresivos.


Valvas semicirculares modulares de distintos largos (con opción de fijación por pin roscado y con acople para fibra óptica de iluminación Led).





Distractor de diseño compacto con apertura de doble accionamiento.

Set de instrumental para extracción de tejido blando intersomático angulado.

Brazo de triple articulación.

Fuente de luz por Led con fibra óptica bífida.





 **IPMagna**

Una empresa de IPMag S.A.

 **Industria nacional - SNA**